

ПОРОШКИ AIRFLOW®

► EMS является единственной компанией, имеющей собственное производство порошков с двумя химическими лабораториями в Германии и Швейцарии. На основании 35 лет исследований, клинических испытаний, научных исследований и сотен миллионов вылеченных пациентов EMS рекомендует следующие 2 порошка для большинства клинических случаев.

РЕКОМЕНДОВАНО



ДРУГИЕ ПОРОШКИ EMS

| Наименование | PLUS | COMFORT | SOFT | PERIO |
|-----------------------------|---|---|-------------|-------------|
| Код | DV-082 | DV-048 | DV-071 | DV-070 |
| Аромат | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | ЛИМОН/LEM МЯТА/MIN ВИШНЯ/СНЕ НЕЙТРАЛЬНЫЙ/ NEU | НЕЙТРАЛЬНЫЙ | НЕЙТРАЛЬНЫЙ |
| Состав | ЭРИТРИТОЛ | БИКАРБОНАТ НАТРИЯ | ГЛИЦИН | ГЛИЦИН |
| Размер частицы | ~14мкм | ~40мкм | ~65мкм | ~25мкм |
| pH | ~7 | ~8.1 | ~6 | ~6 |
| Зуб | Пигментированный налёт и слабоминерализованные зубные отложения | ✓ | ✓ | ✗ |
| | Эмаль | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Пятна эмали | ✓ | ✗ | ✗ |
| | Ямки и фиссуры | ✓ | ✗ | ✗ |
| Мягкие ткани | Дентин | ✓ | ✗ | ✓ |
| | Десны | ✓ | ✗ | ✗ |
| Пломба | Язык и нёбо | ✓ | ✗ | ✓ |
| | Гибридный композит | ✓ | ✗ | ✓ |
| Имплантат | Стеклоиономер | ✓ | ✗ | ✓ |
| | ...и ткани пери-имплантатов | ✓ | ✗ | ✓ |
| Ортодонтические конструкции | Брекеты и скобки | ✓ | ✗ | ✓ |

⚠ Остерегайтесь так называемых “порошков, совместимых с аппаратами от EMS”, существующих в продаже, которые могут повреждать ткани в полости рта, а также аппараты. Для наглядности показано сопло наконечника, поврежденное после использования такого агрессивного порошка.

- В аппаратах от EMS используйте только порошки производства EMS.
- Использование порошков, не авторизованных компанией EMS, освобождает её от исполнения гарантийных обязательств.

