



**Новый стандарт
эстетики в ортодонтии.
Керамические брекеты
Clarity™ ADVANCED**

Система APC™ – индивидуальный подход к каждому пациенту



Вопрос гигиены всегда был очень важным. Приходя к врачу мы хотим, чтобы всё вокруг тебя говорило о стерильности. Мы хотим, чтобы в кабинете всё уже было готово только для нас. И Вы можете быть в этом уверены, если Ваш доктор использует продукцию 3M Unitek. Все брекеты компании 3M Unitek могут быть в системе APC™, то есть на брекеты уже нанесён клей, с помощью которого брекеты фиксируются на поверхность зубов. В этом случае каждый брекет размещён в отдельную стерильную упаковку, на которой дано полное описание брекета, находящегося в ней. Готовясь к Вашему визиту, врач раскладывает все необходимые брекеты в специальный трей. Упаковка с брекетом открывается при Вас, и Вы можете быть уверены, что Вам установили брекеты, которые были подготовлены именно для Вас.

Узнайте у своего врача-ортодонта, использует ли он брекеты Clarity™ ADVANCED и систему APC™.

3M Unitek

3M Россия
Ортодонтическая продукция
121614, Москва
ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474
(многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru/Unitek

Клиентский центр
620142, Екатеринбург
ул. Большакова, 70
Бизнес-центр «Корин»
Тел.: +7 (343) 310 14 30
Факс: +7 (343) 310 14 29

CLARITY™ | ADVANCED

Новое поколение керамических брекетов



**Разве они
здесь есть?**

Другие тоже ничего не заметят!

3M Unitek

Керамические брекеты Clarity™

стали выбором тысячи ортодонтв во всем мире. Сегодня компания 3M Unitek представляет новое поколение керамических брекетов - брекеты Clarity™ ADVANCED. Объединив в себе уникальные характеристики и безупречный внешний вид, эти брекеты установили новый стандарт в эстетической ортодонтии.



Утонченная красота

Брекеты Clarity™ ADVANCED стали **миниатюрнее** и в тоже время **прочнее**. Поликристаллический материал придает им **натуральный цвет эмали** и **не окрашивается** на протяжении всего лечения. Благодаря данному материалу брекет не блестит на поверхности зубов, так как весь свет он пропускает через себя.

Лечение может быть приятным

Благодаря своей плоской форме, гладко отполированной поверхности и закруглённым углам брекеты **не натирают слизистую поверхность рта**, и Вы вскоре забудете, что носите брекет. А улучшенная площадка брекета для лучшего сцепления с поверхностью зуба, будет гарантировать, что брекет **не отклеится** на протяжении всего лечения.

Прочность, дающая уверенность в результате

Несмотря на свой **миниатюрный размер**, брекет Clarity™ ADVANCED обладает **непревзойденной прочностью**, благодаря материалу из которого они сделаны. Брекет состоит из мелкодисперсной керамики, полученной с помощью процесса спекания. Стоит отметить, что снятие брекета пройдет легко, благодаря запатентованной технологии – концентратора напряжения (небольшой желобок на основании брекета). Брекет расколется ровно на две части, **не повредив Вашу эмаль и не раскрошившись во рту**.

